

**KÄYTTÖOHJE** CleanyTeeth ultraääniharja hellävaraisen ja antibakteeriseen hampaiden puhdistukseen kissoille ja koirille

Tuotesetti (starting kit) sisältää:

Ultraääni käsiosalla

Harjaspää (single) 2 kpl

Kolmoisharjaspää 1 kpl

Fluorittoman hammastahnageelin

USB latauskaapelin

### Hampaiden puhdistus Cleany Teeth harjalla:

1. Käynnistä laite, yksi painallus=värinä, kaksi painallusta=äänetön
2. Kun laite on päällä kasta harjaspää esim vesilasissa n 3 sekunnin ajan jolloin laite aloittaa desinfioidun efektin.
3. Lisää märälle harjaspäälle n. yksi cm hammastahnaa
4. Ennen kuin aloitat varsinaisen puhdistuksen voit levittää tahnaa hampaiden pinnalle harjaspään avulla
5. Aseta harja jossa on tahnaa koiran hampaan päälle ienrajalle n 45° kulmassa ja pidä harjaa paikallaan (ilman mekaanista liikettä) 2-3 sekuntia/hammas välttämättä painamasta harjasosan hampaan pintaan (harjasten tulee olla suorassa hampaaseen päin). Hampaat joissa on runsaasti hammaskiveä voi tarvita useamman käsittelyn mutta voit huoletta pitää harjaa paikallaan 60 sekuntia ja uusia pehmittelyyn useaan kertaan tarvittaessa saman hoitokerran aikana. Hammastahnaa täytyy olla kokoajan harjaspäässä jotta laite toimii ja nanokuplat pääsevät pehmittämään hammaskiveä.
6. Kun olet valmis huuhtelee harjaspää juoksevan veden alla n 3 sek ja sen jälkeen sammuta laite.
7. Muista antaa koiralle vettä hoidon jälkeen.

### Ennen käyttöönottoa:

CleanyTeeth ultraäänihammasharja on suunniteltu lemmikeille mutta suosittelemme hygieniasyistä käyttämään jokaisella lemmikillä omaa harjaa.

Harjaspäät ja kaulaosa on suunniteltu siten että harjaspää tulee vaihtaa kolmen kuukauden välein. CleanyTeeth patteri on ladattu tehtaalla valmiiksi joten voit käyttää laitetta välittömästi.

### Lataus:

Kun lataat käsiosaa liitä USB-kaapeli mihin tahansa USB laitteeseen (esim iPhone, iPad tai Android) tai tietokoneeseen/läppäriin.

Ladattaessa keltainen LED valo vilkkuu ja heti kun lataus on valmis vihreä valo palaa niin kauan kuin kaapeli on kytketty latauslaitteeseen.

Painamalla On/Off kytkimestä kaksi kertaa värinä poistuu ja sininen LED-valo palaa jolloin tiedät että kone toimii.

Turvallisuussyistä kone sammuu automaattisesti kolmen minuutin kuluttua. Voit käynnistää laitteen uudestaan.

Keltaisen valon palaessa sammuta laite ja kytke se lataukseen

Sinisen valon palaessa laite on toiminnassa

Ajastin: Laite värähtää 60 ja 120 sekunnin kohdalla.

Käsiosan pohjassa oleva vedenkestävä korkki avataan jolloin latauspistoke saadaan näkyviin.

Korkin ja käsien tulee olla kuivia.

Latauksen jälkeen kiinnitä korkki paikalleen ennen käyttöä.

Latauksen jälkeen voit käyttää laitetta n 4-8 tuntia eli kaksi kertaa päivässä käytettynä lataus kestää jopa kuukauden.

### Harjaspään vaihto

Asennus: Aseta harjaspää uraan kunnes se napsahtaa paikalleen

Irroitus: Aseta harjaspää adapterin päälle siten että vastakappaleet osuvat toisiinsa ja napsauta harjaspää irti käyttämättä kuitenkaan liikaa voimaa.

### **Kolmoisharjan vaihto**

Asennus: Laita aluslevy kolmoisharjaan kiinni(alapuolelle) ja aseta se uraan.

Irroitus: Aseta harjaspää adapterin päälle siten että vastakappaleet osuvat toisiinsa ja napsauta harjaspää irti käyttämättä liikaa voimaa.

### **Takuu:**

Cleany Teeth -pet ultrarassa on kahden vuoden takuu, joka kattaa kaikki valmistusviat.

Jos epäilet että laite ei toimi asianmukaisesti, soita asiakaspalveluun +358 (0)3 475 3474

tai sähköpostitse [info@vipstore.fi](mailto:info@vipstore.fi). Itse laite ei vaadi rutiinihuoltoa. Älä avaa laitetta

sillä se voi vahingoittaa elektroniikkaa ja mitätöidä takuun. Kysy asiakaspalvelusta neuvoa.

VIPstore Oy

Killinkoskentie 23

34800 VIRRAT, FINLAND

+358 (0)3 475 3474

[info@vipstore.fi](mailto:info@vipstore.fi)

[www.vipstore.fi](http://www.vipstore.fi)